

Manuel d'utilisation
Toise adulte manuelle
HM230M



Veuillez garder le manuel d'instructions à portée de main tout le temps pour
référence

Explication des symboles graphiques sur les étiquettes/emballages

Texte/Symbole	Signification
	Attention. Le non-respect des instructions peut entraîner des effets indésirables.
	Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, conformément à la directive 2012/19/UE. Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ordinaires.
	Nom et adresse du fabricant de l'appareil
	Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation et l'utilisation et suivez les instructions d'utilisation.
	Appareil électromédical, partie appliquée de type B
	Appareil électromédical, partie appliquée de type BF
REF	Numéro de catalogue de l'appareil
EU REP	Nom et adresse du représentant autorisé dans l'Union européenne (applicable uniquement aux dispositifs médicaux)
MD	L'appareil est un dispositif médical. Le texte indique le type de catégorie d'appareil
LOT	Numéro de lot du fabricant pour l'appareil
SN	Numéro de série de l'appareil
#	Numéro de modèle de l'appareil
UDI	Identifiant unique de l'appareil (01) GTIN (11) Date de production (21) Numéro de série

	Échelle de vérification. Valeur exprimée en unités de masse. Utilisée pour la classification et la vérification d'un instrument .
	Dispositif conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Le numéro à quatre chiffres est l'identifiant de l'organisme notifié du dispositif médical
	L'appareil est conforme aux réglementations essentielles établies par la législation européenne applicable.
Appareil conforme aux directives EU	
	M : Label de conformité selon la directive 2014/31/UE pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique 20 : Année au cours de laquelle la vérification de la conformité a été effectuée et le marquage CE a été apposé. (ex : 20=2020) 0122 : Identifiant de l'organisme notifié en métrologie
	L'appareil est une balance de classe III conforme à la directive 2014/31/UE
	Nom et adresse de l'entité qui importe l'appareil
	Nom et adresse de l'entité responsable de la traduction des informations à utiliser
	Compteur d'événements enregistrant le nombre de fois où des ajustements de paramètres en mode protégé liés à des caractéristiques métrologiques (par exemple, la valeur de gravité) ont été effectués pour le dispositif.
	L'appareil a reçu l'agrément de la NCC taïwanaise.
	L'appareil est conforme aux réglementations de la Commission fédérale des communications des États-Unis
	L'appareil est conforme à tous les produits applicables au Royaume-Uni législation
	Polarité d'alimentation de l'appareil.

En cas de différences, l'icône sur l'appareil lui-même a la priorité.

Avis de droit d'auteur
Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Téléphone: +886-4-2406 3766

Télécopie : +886-4-2406 5612

Site Web : www.chardermedical.com Courriel : info_cec@charder.com.tw

Droits d'auteur© Charder Electronic Co., Ltd. Tous droits réservés.
Ce manuel d'utilisation est protégé par le droit d'auteur international.
Tout le contenu est sous licence et l'utilisation est soumise à l'autorisation écrite de Charder Electronic Co., Ltd. (ci-après Charder) Charder n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des exigences énoncées dans ce manuel. Charder se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression dans le manuel sans préavis et de modifier l'extérieur de l'appareil à des fins de qualité sans le consentement du client.



Charder Electronic Co., Ltd.
No 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

SOMMAIRE

I. Notes de sécurité	6
A. Informations générales	6
II. Installation	7
Pièces	7
Fixation de la toise au mur	8
III. Utilisation de l'appareil	10
IV. Spécifications du produit	10
V. Déclaration de conformité	12



I. Notes de sécurité

A. Informations générales

Merci d'avoir choisi ce dispositif Charder Medical. Il est conçu pour être facile et simple à utiliser, mais si vous rencontrez des problèmes non abordés dans ce manuel, veuillez contacter votre partenaire de service Charder local. Avant de commencer à utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour référence. Il contient des instructions importantes concernant l'installation, l'utilisation correcte et la maintenance.

Usage prévu

Ce dispositif médical est conçu pour être utilisé conformément aux réglementations nationales, pour mesurer dans les spécifications, pour utilisation liée par des professionnels.

Avantage clinique

Les résultats de mesure peuvent être utilisés par les professionnels pour diagnostiquer (et surveiller) les problèmes liés à la hauteur.

Manutention générale

- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement verrouillées et serrées avant d'utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité

- L'appareil a une durée de vie prévue de 5 ans lorsqu'il est correctement manipulé, entretenu et inspecté périodiquement conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyage

- La surface de l'appareil doit être nettoyée à l'aide de lingettes à base d'alcool. Les liquides de nettoyage corrosifs ne doivent pas être utilisés.

Garantie/Responsabilité

- La période de garantie est de dix-huit (18) mois, à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.
- Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages causés par l'une des raisons suivantes: stockage ou utilisation inapproprié ou inapproprié, installation ou mise en service incorrecte par le propriétaire ou des tiers, usure naturelle, changements ou modifications, manipulation incorrecte ou négligente.


Rapports d'incidents

- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant, au représentant de l'UE (si le dispositif est utilisé dans un État membre de l'UE) et à l'autorité compétente de l'État membre de l'utilisateur/du sujet.

II. Installation


Pièces

Non .	Composant	Qté
a	Tige de mesure	1
b	pour fixer la plaque de talon	2
c	Vis autotaraudeuses pour bloc mural	3
d	Vis à tête plate pour fixer la tige de mesure sur un bloc mural	2
e	PlaqueH	2
f	Ancrage en plastique	3
g	Bloc tout montage	2



Fixation de la toise au mur


1. Étendre complètement la tige de hauteur




2. Fixez le bloc de montage mural à l'aide de vis à tête plate



Taille de la vis:
M5 x 0,8 x 10




3. Percez des trous dans le mur et insérez une ancre en plastique dans le trou. Procédez à la fixation de la vis autotaraudeuse dans l'ancre.



Taille de la vis:
M4 x 30




4. Fixez la plaque de talon (passez à la section suivante pour plus de détails)




Taille de la vis:
M4 x 12


Assemblage de la plaque de talon

1. Percez deux trous dans le mur pour le bloc mural
2. Insérez des ancrages en plastique dans des trous
3. Fixez la tige de hauteur au bloc mural à l'aide d'ancrages en plastique
4. Fixez la baignoire en caoutchouc et la plaque de talon avec deux vis autotaraudeuses
5. Fixez la plaque de talon au bloc mural avec deux vis autotaraudeuses



Non.	Accessoires	Article	Spec	Qté
1		Embout plastique	SW-8069	2
2		Rouleau	SS-8152	2
3		Plaque H	SS-8149	2
4		Visse taraudage	4*12	4

III. Utilisation de l'appareil



Taille du sujet entre 130-230 cm

La lecture de la taille doit être prise au point 1.

Taille du sujet inférieure à 130 cm

Pour les sujets de moins de 130 cm, appuyez sur la boucle et descendre la coiffe.

La lecture de la hauteur doit être prise au point 3.

IV. Spécifications du produit

Modèle		HM230M
Mesures	Echelle	10-230 cm
	Graduation	1 mm
	Exactitude	±5 mm
Taille	Total	310(W) x 50(D) x 2300(H) mm
Poids de l'appareil		Environ 1.15 kg
Environnement d'exploitation		+5°C ~ +35°C
		15% ~ 85% HR
		700 hPa ~ 1060 hPa
Accessoires standard		Manuel d'utilisation x1

[illegible]

V. Déclaration de conformité

Ce produit a été fabriqué conformément aux normes européennes harmonisées, en suivant les dispositions des directives ci-dessous :

	(UE) 2017/745 Règlement relatif à Dispositifs médicaux
---	---

Directive RoHS 2011/65/UE et directive déléguée (UE) 2015/863

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques
(applicable si un module sans fil est utilisé)

Partie 15 des règles relatives aux déclarations de communication fédérales

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

(La déclaration de conformité complète est disponible sur le site Web du fabricant.)

Représentant autorisé de l'UE:



Obelis s.a.
Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium



Fabriqué par:
CharderElectronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

CD-IN-00596 REV004 05/2026