



Main courante pliable

SM-00001

MANUEL

D'UTILISATION



Veuillez conserver le manuel d'instructions à portée de main à tout moment pour pouvoir le consulter ultérieurement.

SOMMAIRE

Avis de droit d'auteur	3
Consignes de sécurité	4
■ PRÉFACE	4
■ INFORMATION GÉNÉRALE	4
■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
■ NETTOYAGE	4
■ GARANTIE-RESPONSABILITÉ	5
■ ÉLIMINATION DE LA BALANCE	5
Spécifications & Accessoires	6
LISTE DES PIÈCES DU SM-00001	7
.....	9
Assemblage de l'écran	10
■ A · Ensemble de support de type standard	10
■ B · Ensemble de support pivotant	11
Utilisation de la fonction de pliage	13

Avis de droit d'auteur

Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Tel: +886-4-2406 3766

Fax: +886-4-2406 5612

Site web: www.chardermedical.com E-mail: info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. Tous droits réservés.

Ce manuel d'utilisation est protégé par la législation internationale sur les droits d'auteur. Tout son contenu est sous licence et son utilisation est soumise à l'autorisation écrite de Charder Electronic Co., Ltd. (ci-après dénommée « Charder »). Charder décline toute responsabilité pour tout dommage causé par le non-respect des exigences énoncées dans ce manuel. Charder se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression dans le manuel sans préavis et de modifier l'apparence extérieure de l'appareil à des fins de qualité sans le consentement du client.



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

Consignes de sécurité

■ PRÉFACE

Merci d'avoir choisi un produit CHARDER MEDICAL. Toutes les fonctionnalités de ce produit ont été conçues selon les dernières avancées technologiques et sont optimisées pour une utilisation simple et intuitive. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes non traités dans le mode d'emploi, veuillez contacter votre partenaire de service CHARDER MEDICAL ou consulter notre site Internet à l'adresse www.chardermedical.com.

■ INFORMATION GÉNÉRALE

Nous vous recommandons vivement d'utiliser la balance sur une surface plane et dure. Toute surface molle, comme un tapis, entraînera une imprécision.

■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les informations fournies dans le mode d'emploi. Elles contiennent des instructions importantes concernant l'installation, l'utilisation correcte et l'entretien de l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des instructions suivantes :

- ⌚ Une installation incorrecte annulera la garantie.
 - ⌚ Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur.
 - ⌚ Respectez les températures ambiantes admissibles pour l'utilisation
- En cas de problème, contactez votre partenaire de service CHARDER MEDICAL local.

■ NETTOYAGE

- ⌚ Nous vous recommandons d'utiliser des lingettes à base d'alcool ou similaires pour nettoyer la balance.
- ⌚ Veuillez ne pas utiliser de grandes quantités d'eau pour nettoyer l'appareil. Évitez également d'utiliser des liquides corrosifs ou des nettoyeurs haute pression.
- ⌚ Débranchez toujours la balance de l'alimentation électrique avant de la nettoyer.

■ GARANTIE-RESPONSABILITÉ

- ⑥ Si un défaut ou une anomalie relevant de la responsabilité de CHARDER MEDICAL est constaté à la réception de l'appareil, CHARDER se réserve le droit de réparer le défaut ou de fournir un appareil de remplacement. Les pièces remplacées restent la propriété de CHARDER. Si la réparation du défaut ou la livraison d'un appareil de remplacement échoue, les dispositions légales s'appliquent. La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat. Si votre balance nécessite une réparation, veuillez contacter votre revendeur ou le service clientèle de CHARDER MEDICAL.
- ⑥ Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages causés par l'une des raisons suivantes : stockage ou utilisation inappropriés ou incorrects, installation ou mise en service incorrecte par le propriétaire ou des tiers, usure naturelle, modifications ou altérations, manipulation incorrecte ou négligente, utilisation excessive, sauf si cela est imputable à une négligence de la part de CHARDER MEDICAL.
- ⑥ Si des influences liées au fonctionnement, au climat ou à tout autre facteur entraînent un changement important des conditions ou de la qualité des matériaux, le contrat garantissant le bon fonctionnement de l'appareil sera considéré comme nul et non avenue. Si CHARDER fournit une garantie individuelle, cela signifie que l'appareil fourni sera exempt de défauts pendant toute la durée de la période de garantie.

■ ÉLIMINATION DE LA BALANCE


- ⑥ Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre conseil municipal, de votre entreprise municipale de collecte des déchets ou de l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.

Spécifications & Accessoires

Modèle	SM-00001
Dimension	800mm x 1150mm
Matériau	Acier
Pôle avec crochet de verrouillage	
Pôle avec gaine de câblage	
SS-8311 Plaques de fixation	
Vis à tête bombée à six pans creux	
Vis à tête hexagonale Dia. 8 M6*33	
SS-8300B	
Support (SS-8303A for DP44) (SS-8303 for DP37)	
M4*8 vis	
Roulement pour support	
Écrou de blocage M8 pour support	
Clé à douille	

LISTE DES PIÈCES DU SM-00001



NO.	Item	Drawing	Qty.
1.	Barre d'appui	SS-8300B	1
2.	Plaque de fixation	SS-6761	4
3.	Vis à tête bombée à six pans creux	M6-21 	10
4.	Poteau	AM-8173	1
5.	Écrou à tête bombée à six pans creux	ø8-M6*33 	12
6.	Vis pour ensemble d'affichage	M4*8 	4
7.	Écrou pour support d'imprimante (déjà installé)	M5-0.8-JB	2
8.	Vis en plastique (déjà installée)	M5-0.8*8	2
9.	Poteau avec gaine de câble	AM-2271	1
10.	Embout en caoutchouc	ST-3071	2
11.	Contre-écrou	M8*1.25*8 	1
12.	Roulement	SF-1F-08075 	2
13.	Support	SS-8303	1
14.	Conduit de câblage	TC-2WE 100cm	1
	Clé à douille		2



Étape 1.


Fixez la pièce n° 2 (plaque de fixation) sur la pièce n° 7 (poteau avec gaine de câblage) à l'aide de la vis à tête cylindrique n° 3 et de l'écrou n° 5.

Fixez la pièce n° 7 (poteau avec gaine de câblage) sur la plate-forme à l'aide des pièces n° 3 et n° 5.




Étape 2.

Assemblez le poteau sur la plate-forme. Identique à l'étape 1.




Étape 3.

Assembler la barre d'appui avec les poteaux.



Assemblage de l'écran

■ A ` Ensemble de support de type standard




Étape 1.

Placez une vis M4*8 au centre du support.


Étape 2.

Fixez l'écran sur le support à l'aide des 3 autres vis M4*8.



Étape 3.

Placer le roulement dans la main courante.



Étape 4.

Serrez l'écrou à l'aide de vis M4*8.


L'écran peut désormais pivoter librement.

■ B · Ensemble de support pivotant

N°	Article	Sepc.	Qté.
1.	Indicateur	DP4800	1
2.	Support supérieur	SS-4961	1
3.	Vis à tête ronde à fraiser	M3*8L	2
4.	Boulon à tête hexagonale	M8*1.25*45L	1
5.	Laveuse	M8 OD ø22, 2mm épaisseur	1
6.	Boîtier de pédalier	CD-AM-00081	1
7.	Régler le bouton	MP00600331	2
8.	Laveuse	M6 OD ø22, 1mm épaisseur	2
9.	Vis à tête bombée	K300-21-M8	1


Étape 1. Assembler le support supérieur :

Fixez le support supérieur (2) sur l'écran à l'aide de la vis (3. Vis à tête ronde autotaraudeuse).




Étape 2. Assembler le boîtier de pédalier :

Installez le support inférieur (6) sur la main courante (10.SM-3461) à l'aide du boulon à tête hexagonale (4) et de la rondelle (5). Fixez la vis à bouton (9) sur la partie inférieure de la main courante.




Étape 3. Fixer à la rampe :

Installez le support supérieur avec l'indicateur et le support inférieur avec la rondelle (8), puis réglez le bouton (7).



Utilisation de la fonction de pliage

Pour rabattre la main courante, déverrouillez le crochet de blocage et rabattez délicatement la main courante jusqu'à ce qu'elle soit complètement rabattue.




La charnière se verrouillera en place, prête pour le transport.



Pour remettre la balance à zéro, placez-la sur une surface solide et plane.



Relevez la main courante jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale. Remettez les crochets de verrouillage en place sur la charnière et assurez-vous que la main courante est bien fixée.



[illegible]

[illegible]



Manufactured by:
 Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City 41262 ,Taiwan

CD-IN-02099 REV002 07/2026