




Chaise pliante

Manuel d'utilisation

Kit de chaise SM-00188 pour MS2580



Veuillez garder le manuel d'instructions à portée de main et suivre les instructions d'utilisation.


Installation

A. Pièces standard

N°	Accessoires	Objet	Spé.	Qté.
1		Attache anti-desserrage	M8*30*10	4
2		Clé hexagonale	M5	2

B. Assemblage

Utilisez les vis pour fixer la chaise pliante à la colonne MS2580.



Manufactured by:
 Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City 41262 ,Taiwan

CD-IN-02115 REV002 05/2026