


## Tallimetro portátil HM200P

El clásico estadiómetro portátil se puede desmontar en piezas más pequeñas para transportarlo fácilmente utilizando el estuche de transporte incluido, ¡perfecto para realizar mediciones mientras viaja!





## CARACTERÍSTICAS

- Estabilizadores de pared para uso contra pared para máxima estabilidad.
- Cómodo y fácil de montar y desmontar, con transporte mediante caja de transporte
- La placa de suelo de gran tamaño garantiza la estabilidad.
- Marcas impresas en cada lado para una fácil visualización.
- Las piezas livianas y desmontables hacen que la instalación y la medición sean sencillas.



- Caja de transporte portátil

## PRESUPUESTO

<b>Modelo</b>	Tallimetro portátil HM200P
<b>Rango de medición</b>	14 – 205 cm / 5,5 – 81 pulgadas
<b>Graduación</b>	1 mm, 1/16 de pulgada
<b>Unidades</b>	mm, pulgada
<b>Accesorio estándar</b>	Placa de soporte x 1 / Tope de cabeza x 1 / Plataforma base x 1 / Varilla de altura x 4
<b>Peso</b>	2,0 kg / 4,4 libras (Estuche de transporte 0,6 kg / 1,3 lb)
<b>Dimensiones</b>	350 (ancho) x 400 (profundidad) x 2430 (alto) mm Estuche de transporte: 645 (ancho) x 365 (profundidad) x 125 (alto) mm