


HM201M

Estadiómetro mecánico montado en escala

El estadiómetro mecánico HM201M ofrece precisión médica certificada para usuarios domésticos y profesionales. Se fija a la báscula con dos tornillos para asegurar la posición correcta del paciente y utiliza un brazo deslizante y un cabezal plegable para obtener mediciones exactas.

Cuenta con medidas métricas e imperiales duales para uso internacional, y el casco se puede plegar cuando no está en uso para mayor seguridad.



Tope de cabeza plegable

Funciones

- Varilla telescópica
- Casco plegable

Presupuesto

Capacidad	60-210 cm (24-84 pulgadas)
Graduación	1 mm (1/16 pulg.)
Dimensiones generales	40 (profundidad) x 30 (ancho) x 1780 (alto) mm
Peso del dispositivo	0,07 kilogramos
Compatible con	MS4900, MS4910, MS4970/MS4971, MS3450, MS2504, MBF6000/MBF6010

