

HM202P

攜帶式身高尺

HM202P 攜帶式身高尺，方便外出攜帶且可獨立使用，裝入收納袋中，便能隨身帶著走，提高醫師外出使用的便利性。不須任何工具，僅需雙手，即可於一分鐘內組裝完成。

搭配指定的落地秤，一站就能同時完成身高和體重的量測。並在底座提供了兩種不同的扣環高度，可直接使用或是搭配落地秤使用。



使用穩定桿，頂在牆上，增加穩定度



清楚好閱讀的身高數值



搭配指定的落地秤使用，身高體重一次量測



可另購專用攜帶包
AR-00001

產品規格

量程	20 - 205 cm (8 - 81 in)
精度	1mm (1/16 in)
尺寸	406(W)x 585(D) x 2200(H) mm
產品重量	4.9kg
配件	AR-00001 攜帶包
搭配落地秤	MS6110 MS6111 MS6121R



功能特色

- 捲尺設計可搭配秤子的高度調整，無須加裝墊高底座
- 組裝拆解容易
- 可加購專用攜帶包外出使用
- 穩定、安全



攜帶包收納方式



帶著走的攜帶式身高體重計