

MHS2710

移位機秤

MHS2710移位機秤可搭配各式移位機品牌及吊具安裝使用，在移位過程中同時測量移位者的體重。



大電量鋰電池

採用充電式鋰電池，提供雙倍電量，使用時間長達160小時。



快速換電

設計有快速抽換電池匣，讓換電池不再是您的困擾。



超廣角顯示器

搭配新型超廣角LCD顯示器，讓任何角度都能輕鬆閱讀秤重數據。




內建無線傳輸

硬體內建傳輸功能，搭配客制化應用程式隨時紀錄使用者體重變化。




多種吊桿配件

原廠提供多種吊桿配件，可搭配各式移位機及步態訓練機使用。



搭配多功能步態訓練系統



可搭配各式移位機



多種吊桿配件選擇




系統整合的絕佳工具

使用移位機秤測量完體重後，量測結果可透過無線傳輸至手機/平板，資料可整合至您的HIS系統或直接記錄在智慧型設備上，可減少醫護人員的負荷，保障受測者的權益，讓您的管理更有效率。

特點 / 功能



- BMI
- HOLD(重量鎖定)
- TARE(扣重)
- 快速抽換電池匣設計
- Real-time 即時重量傳輸
- 連續使用時間長達160小時
- 多段電量顯示
- 無線傳輸
- 以Charder Connect 應用程式進行管理



量程 / 解析	300kg x 100g / 400kg x 200g
功能鍵	Power on/off (開關), zero (歸零), weight lock (重量鎖定), BMI, tare (扣重)
顯示螢幕尺寸	95 x 34 mm
整體尺寸	122(W) x 60(D) x 180(H) mm
產品重量	1.04 kg
電源	AAA (4號) x 4, 充電電池 (選配)
配件	Micro USB 充電線 (選配), 充電電池 (選配)



啓德電子股份有限公司

台灣 台中市大里區國中路103號

TEL: +886-4-2406 3766 FAX: +886-4-2406 5612

Email: info_cec@charder.com.tw www.chardermmedical.com