

MS2504

扶手秤

專為需要扶手的病患設計。高強度大面積秤台增加使用便利性、安全性。

測量結果能用熱感印表機列印，亦可傳送至電腦，是醫院和診所的絕佳選擇。



選配身高尺及
熱感式列印機

功能特色

- BMI 身體質量指數
- 預扣重
- 調整腳
- 重量鎖定
- 背光
- 輪子
- 扣重
- 水平儀
- 列印

產品規格

量程	300 kg
精度	0.1 kg
整體尺寸	360 (寬) x 440 (深) x 970 (高) mm (不含身高尺)
產品重量	20.8 kg
資料傳輸	USB, 無線傳輸 (選配)
選配配件	HM201M: 手動機械式身高尺 HM200D: 手動數位身高尺 HM201D: 數位身高尺 HM200U: 自動超音波身高尺 TP2100 熱感式列印機 (USB)



雙螢幕 LCD 顯示
支援體重、身高與
BMI 精準量測



選配熱感式列印機



內建輪子方便移動