

# MS2580

## 無線超音波身高體重測站

專為需要扶手的病患設計。高強度大面積秤台，秤台穩定且耐用，使用更加安全、方便。可加裝身高尺，進行 BMI 計算。若需移動秤台，運用內建輪子，即可以輕鬆移動！

一鍵上傳，將測量結果無線傳輸至 EMR 系統內，整合資料更方便。

示意圖包含選配  
超音波身高尺及掃描機



### 功能特色

- BMI
- 重量鎖定
- 扣重
- 預扣重
- 扶手
- 彩色觸控式螢幕
- 水平儀
- 調整腳
- 輪子
- 支援健保卡



輸入使用者與受測者 ID  
上傳 HIS 系統

### 產品規格

量程	300 kg
精度	0.1 kg
整體尺寸	550(D) x 550(W) x 1090(H) mm (未加裝身高尺)
產品重量	20.8 kg
配件	條碼掃描器
身高量測	HM201M: 手動機械式身高尺 HM201D: 手動數位身高尺 HM200U: 自動超音波身高尺 HM200D: 手動數位身高尺
資料傳輸	USB, 無線
軟體	Smart Data Manager



**WPA2 / Enterprise**  
支援 雲端上傳



支援健保卡



加裝條碼掃描器，  
快速輸入 ID



內建移動輪



啓德電子股份有限公司  
台中市大里區國中路 103 號  
TEL: +886-4-2406 3766 FAX: +886-4-2406 5612  
Email: info\_cec@charder.com.tw www.chardermedical.com