

MS3500

嬰兒身高體重計



MS3500嬰兒身高體重計，有效簡化了量測流程，用無線傳輸將結果自動送到接收資料庫。

產品秤台符合嬰兒的身型，提升使用安全。貼心的重量鎖定和扣重功能，增加方便性，且秤台能拆除清洗，拆除後底部平台也能直接量測幼兒。

功能

- 無線傳輸
- 自動身高傳輸
- 重量鎖定
- 拆除式秤台
- 扣重

產品規格

量程	20 kg
解析	5g < 10 kg > 10g
整體尺寸	560(D) x 350(W) x 120(H) mm
秤台尺寸	560(D) x 290(D) x 65(H) mm
平台尺寸	325(D) x 310(D) x 32(H) mm
產品重量	2.6 kg
電源	9V電池 / 變壓器



外出用攜行袋



拆除秤台後可量測幼兒