

MS3510

嬰兒身高體重計 (台灣市場限定) CE

輕巧便攜的 MS3510 無線嬰幼兒秤已通過 OIML 認證，具有卓越的精度與功能，可簡化秤重過程。曲面弧形托盤提高了嬰兒測量安全性，移除秤盤，秤台可供 50 公斤以下兒童使用！背光顯示器即使在昏暗的環境下也可讀取結果，操作簡單的授乳量計算功能，快速掌握嬰兒吸乳量。



量程	20 kg	20 kg	50 kg
精度	5 g	10 g	20 g < 20 kg > 50 g
CE NAWI	—		
產品重量	1.7 kg (不含秤盤)		
整體尺寸	313(W) x 300(D) x 80(H) mm (秤台) 560(W) x 308(D) x 140(H) mm (秤台 + 秤盤)		
電源	4 x AA batteries USB type C (Backup)		
螢幕尺寸	30(H) x 77(W) mm (白色背光)		
按鍵功能	Hold, Tare, Recall, Memory, Milk Intake, Send, Net, Data Transfer, Backlit LCD OT 3D G-sensor		
數據傳輸	無線傳輸 (選配)		

特點

- 授乳量功能，一鍵計算授乳量。
- 重量鎖定功能，更容易測量好動的嬰兒。
- 可拆式測量平台，可供兒童使用。
- 扣重功能可去除尿布、衣服或毛毯的重量。
- 輕巧便攜，可拆式測量平台，更方便攜帶。
- 可透過 USB Type C 供電。
- 透過 3D G-sensor(水平判定) 自動偵測平台水平。



- 授乳量功能 一鍵計算授乳量



- 清晰的公分及英吋身高標線



選配 AR-249I 攜帶包



拆去秤盤
最大可測量至 50 kg