

MS3510

Báscula para bebés y niños pequeños €€2460

La báscula inalámbrica para bebés y niños pequeños MS3510, ligera y portátil, cuenta con certificación OIML y ofrece una precisión excelente y características de primera calidad para agilizar el pesaje. La bandeja de pesaje curva mejora la seguridad de la medición y se puede extraer para pesar a niños pequeños. La pantalla retroiluminada permite leer los resultados incluso en entornos con poca luz, y otras funciones prácticas, como la toma de leche y la retención de leche, facilitan la vida de los profesionales.



AR-249 I
Bolsa de transporte opcional para báscula para bebés.



Marcas de altura claras en centímetros y pulgadas



Función de ingesta de leche

Características

- La función de ingesta de leche ayuda a calcular la ingesta de leche con solo presionar un botón
- La función de retención estabiliza el peso para facilitar la medición de bebés inquietos.
- La función de tara deduce el peso del pañal, la manta y otros accesorios.
- Ligero y portátil para facilitar su transporte.
- El sensor G 3D detecta automáticamente si la plataforma está nivelada, para una medición precisa

Capacidad	20 kilos	20 kilos	50 kilos
Graduación	5 gramos	10 gramos	20 g < 20 kg > 50 g
CE NAWI	—	III	III
Peso	1,7 kg (sin bandeja) 2,56 kg (modelo de 20 kg) 2,69 kg (modelo de 50 kg)		
Dimensiones	313 (ancho) x 300 (profundidad) x 80 (alto) mm (sin bandeja) 560 (ancho) x 308 (profundidad) x 140 (alto) mm (total)		
Fuerza Suministrar	4 pilas AA, USB tipo C (de respaldo)		
Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación blanca		
Funciones	Retención, Tara, Recuperar, Memoria, Ingesta de leche, Enviar, Neto, Transferencia de datos, LCD retroiluminado OT 3D G-sensor		
Datos Transmisión	Inalámbrico (opcional)		



Medir a los niños pequeños con bandeja de medición retirada