

MS3830

輪椅體重秤

MS3830 輪椅體重秤具備 300 kg 高承載量程，寬敞的低平台搭配雙向緩坡設計，方便輪椅平順進出。透過扣重與預扣重功能，可扣除輪椅重量，精準取得受測者的實際體重。

機身內建輪子與移動手把，便於院內移動與收納；另可選配折疊式扶手，為站立穩定性較不足的使用者提供更安心、穩固的量測支撐。



圖片含選配顯示器支撐架



選配折疊式扶手



內建移動輪



雙向緩坡設計，方便輪椅平順進出



折疊式扶手，方便收納與移動

功能特色

- BMI
- 扣重
- 雙向緩坡
- 移動手把
- 列印
- 預扣重
- 水平儀
- 資料傳輸
- 重量鎖定
- 背光螢幕
- 內建輪子

產品規格

量程	300 kg
精度	0.1 kg
整體尺寸	1150(W) x 800(D) x 66(H) mm
平台尺寸	900(W) x 740(D) mm
產品重量	28.6 kg
電源供應	AA 電池 ×6 / 電源變壓器 / 充電式電池組 (選配)
選配配件	熱感印表機 SM-2714 顯示器支撐架 折疊扶手組
資料傳輸	USB, 無線 (選配)