

MS3880

無線輪椅秤

將輪椅直接推上秤台即可進行量測。若有攙扶需求，可加裝扶手增加穩定度。秤台內建輪子，方便醫療人員移動使用。

量測完成後，透過 USB 或無線傳輸，將測量結果傳輸至電子病歷系統，減少手寫資料的錯誤率，輕鬆整合量測數據。



圖片含選配扶手



內建移動輪



雙向緩坡設計，方便輪椅上下秤台



摺疊式扶手



使用條碼掃描器，快速輸入 ID

功能特色

- BMI
- 預扣重
- 水平儀
- 重量鎖定
- 雙向緩坡
- 內建輪子
- 扣重
- 彩色觸控式螢幕
- 移動手把

產品規格

量程	300 kg
精度	0.1 kg
整體尺寸	1150(W) x 800(D) x 66(H) mm (不含扶手)
平台尺寸	900(W) x 740(D) mm
產品重量	32 kg
電源供應	電源變壓器／充電式電池組
選配配件	條碼掃描器 SM-2714 顯示器支撐架 折疊扶手組
資料傳輸	USB, 無線