

MS4200

Báscula para bebés con bandeja extraíble

La báscula digital para bebés MS4200 cuenta con bordes inclinados para sujetar a los bebés de forma segura y cómoda durante el pesaje. Con una alta precisión, la báscula registra incluso los cambios más leves en el peso de los bebés. Se puede conectar un tallímetro opcional para medir la altura, y los datos de peso se pueden transferir de forma inalámbrica a la impresora. La bandeja de medición se extrae fácilmente, lo que permite pesar incluso a niños pequeños.



Medir a los niños pequeños con bandeja de medición retirada

Funciones

- Sostener
- Tara
- Bandeja extraíble
- Transferencia de datos inalámbrica (opcional)
- Función de la ingesta de leche materna

Presupuesto

Capacidad	20 kilos
Graduación	5 g < 10 kg > 10 g
Dimensiones generales	560 (ancho) x 325 (profundidad) x 145 (alto) mm
Dimensiones de la plataforma	325 (ancho) x 310 (profundidad) x 50 (alto) mm
Dimensiones de la bandeja	560 (ancho) x 290 (profundidad) x 65 (alto) mm
Peso del dispositivo	4,3 kilogramos
Transferencia de datos	Inalámbrico (opcional)
Software	Charder Connect
Accesorios opcionales	Estadiómetro de altura para bebés: HM80D, HM80M Bolsa de transporte AR-249 I



Compatible con los estadiómetros de altura para bebés de la serie HM80



AR-249 I
Bolsa de transporte opcional para báscula para bebés.



Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262, Taiwán

TEL: +886 4 2406 3766 FAX: +886 4 2406 5612

Correo electrónico: info_cec@charder.com.tw www.chardermedical.com