

MS4910

立柱秤 (輪子版)

內建輪子設計，讓 MS4910 搬移更輕鬆；雙 LCD 背光螢幕可同時顯示體重與 BMI，並可選配身高尺，滿足身高與體重整合量測需求。

穩固的量測平台搭配防滑墊，提升使用安全性。量測結果可透過選配熱感印表機列印，亦可傳輸至電腦進行資料管理，是醫院與診所的理想選擇。

功能特色

- BMI 身體質量指數
- 背光
- 列印
- 水平儀
- 重量鎖定
- 調整腳
- 扣重
- 防滑墊
- 預扣重

產品規格

量程	300 kg
精度	0.1 kg
整體尺寸	360(寬) × 440(深) × 970(高) mm (不含身高尺)
產品重量	7.8 kg
資料傳輸	USB, Wireless (選配)

電源 AA (3 號) × 6, 充電電池 (選配), 變壓器

選配配件	身高尺 HM201M: 手動機械式身高尺 HM200D: 手動數位身高尺 HM201D: 數位身高尺 HM200U: 自動超音波身高尺 量程: 120-200cm 精度: 0.1 cm
	列印機 TP2100 熱感式列印機 (USB)



選配身高尺及熱感式列印機



雙螢幕 LCD 顯示
支援體重、身高與 BMI
精準量測



內建輪子及調整腳