

MS4910 立柱秤

雙 LCD 背光螢幕同時顯示體重和 BMI，另外可加裝身高尺使用，讓設備自動計算 BMI。

穩固的量測平台搭配防滑墊，提升使用安全性。量測結果可透過選配熱感印表機列印，亦可傳輸至電腦進行資料管理，是醫院與診所的理想選擇。

功能特色

- BMI 身體質量指數
- 列印
- 重量鎖定
- 扣重
- 預扣重
- 背光螢幕
- 水平儀
- 調整腳
- 防滑墊

產品規格

顯示器種類	DP3710
量程	300 kg
精度	0.1 kg
尺寸	整體： 360 (寬) x 480 (深) x 1100 (高) mm 秤台： 360 (寬) x 310 (深) x 70 (高) mm
產品重量	8.2 kg
資料傳輸	USB, Wireless (選配)
電源	AA (3 號) x 6, 充電電池 (選配), 變壓器
選配配件	身高尺 HM201M: 手動機械式身高尺 HM200D: 手動數位身高尺 HM201D: 數位身高尺 HM200U: 自動超音波身高尺 量程: 60-210cm 精度: 0.1 cm 列印機 TP2100 熱感式列印機 (USB)



無接觸自動身高量測
(選配)



雙螢幕 LCD 顯示
支援體重、身高與 BMI 精準量測



熱感式列印機 (選配)
高速列印: 75 mm/s

示意圖含選配超音波身高尺及列印機