


MS4970

立柱秤 (輪子版)

內建輪子設計，讓 MS4970 搬移更輕鬆。穩定的量測平台搭配防滑墊，提升量測時的安全性；加裝選配身高尺後，可搭配 BMI 與 BSA 功能使用。測量結果亦可透過熱感式印表機列印或傳送至電腦，是醫療院所日常量測的可靠選擇。



選配身高尺



清晰大型 LCD 顯示
字體清晰易讀，操作簡單直覺。

功能特色

- BMI
- BSA
- 重量鎖定
- 扣重
- 水平儀
- 調整腳
- 防滑墊
- 列印
- 單位切換 (kg/lb)

產品規格

量程	300 kg / 660 lb
精度	100g / 0.2 lb
整體尺寸	360 (寬) x 440 (深) x 970 (高) mm (不含身高尺)
產品重量	7.8 kg
資料傳輸	USB
電源	AA (3 號) x 6, 變壓器
選配配件	HM201M: 手動機械式身高尺
	TP2100 熱感式列印機 (USB)



內建輪子及調整腳
移動省力方便，
調整腳確保量測穩定。



熱感式列印機 (選配)
高速列印: 75 mm/s