

## MS4980

### 無線超音波身高體重測站

配有彩色觸控式螢幕，結合自動超音波身高尺，操作使用更方便。運用掃描機快速輸入受測者 ID，讓量測流程更流暢，抓取資料更快速。

測量結果可透過無線傳輸至 EMR 系統，增加使用便利性。

#### 功能特色

- BMI
- 重量鎖定
- 扣重
- 預扣重
- 彩色觸控式螢幕
- 水平儀
- 調整腳



輸入使用者與受測者 ID  
上傳 HIS 系統

#### 產品規格

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 量程   | 300 kg                                                                   |
| 精度   | 0.1 kg                                                                   |
| 整體尺寸 | 480(D) x 360(W) x 1100(H) mm<br>(未加裝身高尺)                                 |
| 產品重量 | 8.2 kg                                                                   |
| 配件   | 條碼掃描器 (選配)                                                               |
| 身高量測 | HM201M: 手動機械式身高尺<br>HM200D: 手動數位身高尺<br>HM201D: 數位身高尺<br>HM200U: 自動超音波身高尺 |
| 資料傳輸 | USB, 無線                                                                  |

#### 超音波身高尺規格

|    |          |
|----|----------|
| 量程 | 60-210cm |
| 精度 | 0.1 cm   |



彩色觸控式螢幕



加裝條碼掃描器，  
快速輸入 ID

示意圖包含選配超音波身高尺配件