

MS4980

无线超音波身高体重测量站

配有彩色触控屏，结合自动超音波身高尺，操作使用更方便。运用扫描机快速输入受测者 ID，让量测流程更流畅，抓取数据更快速。

测量结果可透过无线传输至 EMR 系统，增加使用便利性。

功能特色

- BMI
- 彩色触控屏
- 重量锁定
- 水平仪
- 扣重
- 调整脚
- 预扣重



输入使用者与受测者 ID
上传 HIS 系统

产品规格

量程	300 kg
精度	0.1 kg
整体尺寸	480(D) x 360(W) x 1100(H) mm (未加装身高尺)
产品重量	8.2 kg
配件	条形码扫描仪
身高量测	HM201M: 手动机械式身高尺 HM200D: 手动数位身高尺 HM200U: 自动超音波身高尺
数据传输	USB, 无线
软件	Smart Data Manager

超音波身高尺规格

量程	120-200 cm
精度	0.1 cm



彩色触控屏



加装条码扫描器，
快速输入 ID

示意图包含选配超音波身高尺配件