

# MS4980

## 無線超音波身高體重測站

配有彩色觸控式螢幕，結合自動超音波身高尺，操作使用更方便。運用掃描機快速輸入受測者 ID，讓量測流程更流暢，抓取資料更快速。

測量結果可透過無線傳輸至 EMR 系統，增加使用便利性。

### 功能特色

- BMI
- 彩色觸控式螢幕
- 重量鎖定
- 水平儀
- 扣重
- 調整腳
- 預扣重



輸入使用者與受測者 ID  
上傳 HIS 系統

### 產品規格

量程	300 kg
精度	0.1 kg
整體尺寸	480(D) x 360(W) x 1100(H) mm (未加裝身高尺)
產品重量	8.2 kg
配件	條碼掃描器
身高量測	HM201M: 手動機械式身高尺 HM200D: 手動數位身高尺 HM200U: 自動超音波身高尺
資料傳輸	USB, 無線

### 超音波身高尺規格

量程	120-200 cm
精度	0.1 cm



彩色觸控式螢幕



加裝條碼掃描器，  
快速輸入 ID

示意圖包含選配超音波身高尺配件