

MS5460

Báscula de silla compacta

La báscula de silla compacta Charder MS5460 está especialmente diseñada para pacientes que tienen dificultad para permanecer de pie, lo que permite un pesaje sencillo y preciso de los pacientes.

El MS5460 cuenta con marcos plegables y fáciles de transportar, y una sola persona puede ensamblarlo fácilmente sin necesidad de herramientas.



Apoyabrazos giratorios



Reposapiés plegables



Tamaño compacto para entrega

Funciones

- IMC
- BSA
- Imprimir
- Sostener
- Tara
- Pre-tara
- Unidad

Presupuesto

Capacidad	250 kg / 550 libras
Graduación	100 g (0,22 libras)
Dimensiones generales	590 (ancho) x 1020 (profundidad) x 980 (alto) mm
Dimensiones del asiento	Altura 536 mm Ancho 460 mm Profundidad 480 mm
Peso del dispositivo	17,6 kilogramos
Accesorios	Bolsa de transporte con adaptador ST-8236 para impresora térmica TP2100 (USB)
Transferencia de datos	USB