

# MS5470

## 無線坐秤

專為行動不便的使用者設計，量測體重時，只需將坐秤推到病房，請患者坐上去，即可輕鬆量測體重。完成量測後，再將坐秤推回診間，並將資料傳輸至電子病歷系統。

使用前，請記得用煞車將輪子固定住，增加使用安全性，避免使用者滑倒。



可收起扶手



摺疊式腳踏墊



腳踏墊可收納



輪子煞車



條碼掃描器，快速輸入 ID

### 功能特色

- BMI
- 重量鎖定
- 扣重
- 預扣重
- 彩色觸控式螢幕
- 輪子煞車
- 充電電池，可外出使用
- 可摺疊



輸入使用者與受測者 ID  
上傳 HIS 系統

### 產品規格

量程	300 kg
精度	0.1 kg
整體尺寸	1190(D) x 690(W) x 920(H) mm
椅子尺寸	椅子高度： 530 mm 椅子寬度： 575 mm
產品重量	23 kg
配件	條碼掃描器
資料傳輸	USB, 無線