

MS5480

Báscula de silla compacta inalámbrica

La báscula compacta MS5480 para silla está especialmente diseñada para pacientes con dificultad para mantenerse de pie, lo que permite pesarlos de forma sencilla y precisa. Está diseñada para introducirse directamente en la habitación, evitando que los pacientes tengan que caminar hasta las estaciones de pesaje. Tras completar una serie de mediciones (hasta 100 almacenadas), los resultados se pueden transmitir de forma inalámbrica a un ordenador, lo que convierte a la MS5480 en una excelente opción para la integración con sistemas de historia clínica electrónica (HCE).

Con marcos plegables y fáciles de transportar, una sola persona puede ensamblarlo fácilmente sin necesidad de herramientas.



Apoyabrazos giratorios



Reposapiés plegables



Tamaño compacto para entrega

Funciones

- IMC
- Sostener
- Tara
- Pre-tara
- Pantalla táctil a color
- Frenos de ruedas giratorias
- Batería recargable para uso móvil
- Marco plegable

Presupuesto

Capacidad	250 kilos
Graduación	0,1 kilogramos
Dimensiones generales	990 (profundidad) x 590 (ancho) x 960 (alto) mm
Dimensiones del asiento	Altura del asiento: 536 mm Ancho del asiento: 460 mm
Peso del dispositivo	17,6 kilogramos
Accesorios	Escáner de código de barras
Transferencia de datos	USB, inalámbrico
Software	Administrador de datos inteligente