


MS5480

無線坐秤

將坐秤推到病房，即可幫行動不便的病患量測體重。使用前，請記得用煞車將輪子固定住，增加使用安全性。摺疊式結構，不佔空間的設計，不需要工具就能輕易組裝 / 拆解。

量測完成後，透過 USB 或無線傳輸，將測量結果傳輸至電子病歷系統，減少手寫資料的錯誤率，輕鬆整合量測數據。



可收起扶手



摺疊式腳踏墊



摺疊後好運送

功能特色

- BMI
- 重量鎖定
- 扣重
- 預扣重
- 彩色觸控式螢幕
- 輪子煞車
- 充電電池，可外出使用
- 可摺疊



輸入使用者與受測者 ID
上傳 HIS 系統

產品規格

量程	250 kg
精度	0.1 kg
整體尺寸	550(D) x 530(W) x 980(H) mm
椅子尺寸	椅子高度：470 mm 椅子寬度：460 mm
產品重量	17.6 kg
配件	條碼掃描器
資料傳輸	USB, 無線