

MS5900

嬰兒秤

MS5900 採用符合嬰兒身形的人體工學托盤設計，兩側柔和斜面可提供更安全、舒適的承托，讓嬰兒於量測時更加穩定安心。高精度感測技術能精確偵測嬰兒體重的細微變化，滿足成長追蹤需求。

內建重量鎖定 (HOLD) 功能，即使嬰兒於量測過程中移動，也能鎖定穩定的量測結果；扣重 (TARE) 功能可先扣除尿布或墊布重量，輕鬆取得嬰兒淨重，提高量測便利性與準確性。

量測資料可傳輸至電腦，亦可選配熱感式印表機，即時列印量測結果；並可選配嬰兒身高尺，快速完成身高與體重的完整量測。





清晰易讀 LCD 顯示螢幕



防傾倒設計保護嬰兒安全



選配 HM80D 數位嬰兒身高尺



選配 HM80M 機械式嬰兒身高尺

功能特色

- 重量鎖定
- 牛奶攝取量計算功能
- 扣重
- 重量記憶與呼叫
- 資料傳輸

產品規格

量程	15 kg
精度	2g < 6 kg > 5g
整體尺寸	670(D) × 330(W) × 125(H) mm
秤台尺寸	630(D) × 250(W) × 70(H) mm
產品重量	4.1 kg
電源	AA (3 號) *6 / 變壓器

選配

身高尺	HM80D, HM80M
印表機	TP2100 熱感印表機
攜行袋	ST-3581