

MS5980

無線嬰兒身高體重計

一體成型的嬰兒托盤符合嬰兒的身型，增加秤重過程的安全感。高精度的感測器，可測量到最細微的變化，加上重量鎖定與扣重功能，能快速取得最精準的數據。

搭配條碼機可輸入嬰兒的入院號碼，量測完成後將體重與身高同步傳輸至醫院的電子病歷系統，輕鬆整合量測數據，確保數據的準確性。



示意圖包含選配嬰兒身高尺配件和條碼掃描器

功能特色

- BMI
- 預扣重
- 水平儀
- 重量鎖定
- 彩色觸控式螢幕
- 調整腳
- 扣重
- 無線資料傳輸



輸入使用者與受測者 ID
上傳 HIS 系統

產品規格

量程	15kg (標配)	20kg (選配)
精度	2g < 6 kg > 5g	5g < 10kg > 10g
尺寸	670(W) x 470(D) x 360(H) mm	
產品重量	4.1 kg	
配件	嬰兒身高尺 條碼掃描器	
資料傳輸	USB, 無線	



條碼掃描器，快速輸入 ID



防傾斜設計

選配

身高尺	HM80D, HM80M
	HM80DT, HMI00D (藍牙)