

MS5980

Báscula inalámbrica para altura y peso de bebés

Ergonómico y estilizado, el MS5980 está diseñado para que pesar a los bebés sea rápido y cómodo. Su bandeja extragrande permite una medición segura incluso para bebés más grandes, y el medidor de altura integrado envía automáticamente los resultados a una pantalla táctil a color.

Con funciones clave como retención y tara para facilitar la medición de bebés, al presionar un solo botón se envían los resultados a un sistema EMR una vez que se completa la medición.



La imagen contiene un estadiómetro infantil y un escáner de código de barras opcionales.

Funciones

- IMC
- Pre-tara
- Nivel de burbuja
- Sostener
- Pantalla táctil a color
- Pies ajustables
- Tara
- Transferencia inalámbrica de datos

Presupuesto

Capacidad	15 kilos
Graduación	2g < 6 kg > 5g
Dimensiones generales	670 (profundidad) x 470 (ancho) x 360 (alto) mm
Peso del dispositivo	4,1 kilogramos
Accesorios	Escáner de código de barras para estadiómetro de altura infantil
Transferencia de datos	USB, inalámbrico
Software	Administrador de datos inteligente

Accesorios opcionales

Medición de altura	HM80D, HM80M
	HM80DT, HM100D



Ingrese rápidamente la identificación del sujeto a través del escáner de código de barras



Diseño antivuelco