

MS6111

Balanza Médica de Piso de Doble Lado

El modelo MS6111 es una balanza médica precisa y profesional, con una plataforma baja para hacer más fácil subir y bajar de la misma. La pantalla LCD de doble lado hace posible que los resultados sean vistos rápidamente por el paciente o por el operador. Cuando se usa con el tallímetro portátil HM202P, el peso y la talla pueden ser medidos simultáneamente, ahorrando tiempo y esfuerzo.

La balanza MS6111 también está diseñada para ayudar a medir el peso de bebés o niños pequeños que no pueden mantenerse de pie por sí solos. Gracias a la función madre-bebé integrada, el peso de la madre se resta automáticamente del total, mostrando de forma precisa, el peso del niño.



AR-2781 Bolsa de Transport
(Opcionales)



Functions

- IMC
- Imprimir
- Hold
- Tara
- Superficie cómoda
- Anti deslizante
- Unidades ajustables

Especificaciones del producto

Capacidad	250 kg
Graduación	10g < 20kg > 100g
Dimensiones (aproximadas)	345(W) x 350(D) x 45(H) mm
Peso del dispositivo	Aproximadamente 2.5 kg
Accesorios (Opcionales)	AR-2781 Bolsa de transporte, HM202P Tallímetro TP2110 Impresora térmica



Indicador dual para mejor visualización



Compatible con tallímetro HM202P - no se requiere una instalación incómoda en la base