

MS7900

嬰幼兒體檢儀

專為 0-3 歲嬰幼兒設計




示意圖包含選配條碼掃描器

MS7900嬰幼兒體檢儀，採用符合人體工學的設計，機體以高品質ABS塑料搭配精密模具一次成型，兼具安全性與舒適性，有效保護嬰幼兒嬌嫩的肌膚與身體。產品融合醫療檢測技術與設計美學。



透過滑動式腳擋板，清晰的身高標尺進行身高測量，數據即時顯示於彩色觸控螢幕，並自動結合體重數值計算BMI，使用者可透過健保卡或於觸控螢幕輸入身分識別碼，迅速且正確地將量測資料儲存至指定帳號，另可選購手持條碼掃描器，進一步提升作業效率。

支援一鍵上傳功能，量測結果可無線傳輸至EMR系統，實現資料即時整合，加速院所數位化流程。



WPA2 / Enterprise

支援 雲端上傳



腳擋板

滑動腳擋板量測身高
螢幕同步顯示刻度尺數值

MS7900 嬰幼兒體檢儀

量 程 30kg 15-105cm (身高尺)

精 度 10g 1mm (身高尺)

產品尺寸 1240(W) × 570(D) × 230(H) mm

秤台尺寸 1240(W) × 480(D) × 162(H) mm

產品重量 16kg

資料傳輸 USB, 無線傳輸

電 源 充電電池
電源變壓器

功 能 鍵 ON/OFF (開機/關機)
BMI (身體質量指數)
MEMORY (儲存功能)
TRANSFER (資料傳輸鍵)

HOLD (重量鎖定)
TARE/ZERO (扣重/歸零)
PRE-TARE (預扣重)



選配條碼掃描器, 快速輸入
受測者編號



支援健保卡



啓德電子股份有限公司

台灣 台中市大里區國中路103號

TEL: +886-4-2406 3766 FAX: +886-4-2406 5612

Email: info_cec@charder.com.tw www.chardermedical.com